






## Bio-High-Pull

	<p>Beschreibung description</p> <p>Durch die Verwendung modernster Federn wird eine kontinuierliche Kraft von ca. 450 g pro Feder ausgeübt, was die Behandlung verkürzt und den Patientenkomfort erhöht.</p> <p>Through the use of most modern springs a continuous force of about 450 g per spring is exerted and thus reduces treatment time and improves patient comfort.</p>
---	--

<p>Order No.</p>		<p>Inhalt contents</p>
<p>606-0240</p> <p>CE</p>		<p><b>Kompletter Satz, bestehend aus: High-Pull mit Federzug, 2 Kupplungsknöpfen, 2 Kupplungsfedern, Facebow 601-1320</b></p> <p><b>Set consisting of: High-Pull with traction springs, 2 coupling buttons, 2 coupling springs and facebow 601-1320</b></p>
<p>611-0240</p> <p>CE</p>		<p><b>Kompletter Satz ohne Facebow Complete set without facebow</b></p>
<p>611-1013</p> <p>CE</p>		<p><b>10 Kupplungsknöpfe und 10 Kupplungsfedern 10 coupling buttons and 10 coupling springs</b></p>
<p>611-1010</p> <p>CE</p>		<p><b>10 Kupplungsfedern 10 coupling springs</b></p>