





## Bio-Low-Cervical-Pull

	Beschreibung description
	<p>Elastische Federn im asymmetrischen Gleitnackenband integriert, liefern eine gleichmäßige, kontinuierliche Kräfteinwirkung auf die zu distalisierenden Molaren.</p> <p>Elastic springs incorporated into the low cervical pull allow equal asymmetrical continuous forces onto the molars to be distalised.</p>
	<p>Die Sicherungsanschlüsse verhindern Verletzungen.</p> <p>The safety stops prevent injuries.</p>

Order No.		Farbe colour	Inhalt contents
603-0106 CE		blau blue	<b>Kompletter Satz, bestehend aus: Nackenpolster, Zugband, Kupplungsknopf und -feder, Facebow 601-1020</b>
603-0107 CE		grün green	<b>Set consisting of: Foam pad, traction band, coupling button, coupling spring, facebow 601-1020</b>
603-0104 CE		blau blue	<b>Kompletter Satz ohne Facebow</b>
603-0105 CE		grün green	<b>Complete set without facebow</b>
611-1013 CE			<b>10 Kupplungsknöpfe und 10 Kupplungsfedern</b> <b>10 coupling buttons and 10 coupling springs</b>
611-1010 CE			<b>10 Kupplungsfedern</b> <b>10 coupling springs</b>