



# Titanol® Triple Force

## Straight-Arch-Form

Einzel verpackt / Individually packed



### Die 3 Kraftzonen the 3 force zones



### Triple Force

mit den drei Kraftsegmenten für eine biologisch günstige Kraft auf die Zähne. Light für die Front, medium für den Seitenzahnbereich und heavy für den posterioren Teil.

### Triple Force

with the three force segments for a biological positive force on the teeth. Light for anteriors, medium for bicuspid and heavy for the posterior segment.

\* bis zu 30% weniger Reibung/up to 30 % less friction

Order No.	Order No.	Profil profile	ø mm	ø inch	Inhalt contents	Beschreibung description
OK-Maxillary <b>CE 0297</b>	UK-Mandibular <b>CE 0297</b>					
276-1440	276-1540		0,41 x 0,41	.016 x .016	10	<b>Triple Force Drähte in Straight-Arch-Bogenform</b>
276-2041 276-2046	276-2141 276-2146		0,41 x 0,56 0,46 x 0,64	.016 x .022 .018 x .025	10 10	