


Bänder und Bukkalröhrchen
Bands and buccal tubes




Inhaltsverzeichnis – Bänder Index – Bands

<i>Molarenbänder</i>	4.3
<i>Beschweißte Molarenbänder und Bukkalröhrchen (zum Aufschweißen)</i> . .	4.6
<i>Bukkalröhrchen zum Kleben</i>	4.20
<i>Bukkalröhrchen auf Big-Foot Klebepads</i>	4.24
<i>Nickelfreie Produkte</i>	4.30
<i>Aufschweißdienst</i>	4.31
<i>Prämolarenbänder</i>	4.32
<i>Lingualschlösser</i>	4.33

<i>Molar bands</i>	4.3
<i>Prewelded Molar bands and buccal tubes (for welding)</i>	4.6
<i>Buccal tubes for direct bonding</i>	4.20
<i>Buccal tubes on Big-Foot Klebepads</i>	4.24
<i>NiFree Products</i>	4.30
<i>Prewelding service</i>	4.31
<i>Premolar bands</i>	4.32
<i>Lingual cleats</i>	4.33

Bänder – Bands



1. Molarenbänder – 1. Molar bands

W-Fit Form (1. Molar)

- klassische Form
- steifes Bandmaterial
- classical form
- stiffer band material

Dura-Fit[®] Form (1. Molar)

- ausgeprägte anatomische Kontur
- hartes Bandmaterial
- standardmäßig mit laseraufgerauhter Bandinnenseite
- Pronounced anatomical contour
- stiffer band material
- molar band laser etched as standard

OK-Bänder Molaren

Maxillary molar bands

Bei Bestellung von Einzelbändern bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Bandgröße ergänzen.
When ordering single bands please add required band size to the given order numbers.

CE 0297

OK / Maxillary



Zahn tooth	Band-Typ band-type	Einzelbänder single bands		Bändergröße band size	Bänder Sätze je Hälfte links/rechts band kits half left/half right		
		rechts/right	links/left		100 St./pieces	200 St./pieces	400 St./pieces
 6 6	Dura-Fit	2883-00..	2882-00..	05...36	2880-0100	2880-0200	2880-0400
 6 6	W-Fit	883-00..	882-00..	01...32	880-0100	880-0200	880-0400
 7 7	—	887-00..	886-00..	97...28	885-0100	885-0200	885-0400



Sofern nicht anders vermerkt, liefern wir mit lingualen Setzlaschen.
If not otherwise requested, we supply with lingual seating eyelets.

UK-Bänder Molaren Mandibular molar bands

Bei Bestellung von Einzelbändern bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Bandgröße ergänzen.
When ordering single bands please add required band size to the given order numbers.

CE 0297



UK / Mandibular

Zahn tooth	Band-Typ band-type	Einzelbänder single bands		Bändergröße band size	Bänder Sätze je Hälfte links/rechts band kits half left/half right		
		rechts/right	links/left		100 St./pieces	200 St./pieces	400 St./pieces
 6 6	Dura-Fit	2893-00..	2892-00..	05...36	2890-0100	2890-0200	2890-0400
 6 6	W-Fit	893-00..	892-00..	01...32	890-0100	890-0200	890-0400
 7 7	—	897-00..	896-00..	01...32	895-0100	895-0200	895-0400



Sofern nicht anders vermerkt, liefern wir mit lingualen Setzlaschen.
If not otherwise requested, we supply with lingual seating eyelets.

Flat-Line
Bukkalröhrchen
Buccal tubes

CE 0297

Roth-System

OK / Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset					
						zum Aufschweißen / for welding		auf Pad / on pad	
						rechts/right	links/left	rechts/right	links/left
 convertible	6 6	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0703	740-0703	741-0704	740-0704
					.022" x .028"	741-0701	740-0701	741-0702	740-0702
 convertible	6 6	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0727	740-0727	741-0728	740-0728
					.022" x .028"	741-0725	740-0725	741-0726	740-0726
gingival headgear tube  convertible	6 6	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0713	740-0713	-	-
					.022" x .028"	741-0711	740-0711	-	-
occlusal headgear tube  convertible	6 6	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0723	740-0723	-	-
					.022" x .028"	741-0721	740-0721	-	-
Quick SL Molar-tube 	76 67	-14°	0°	12°	.018" x .025"	731-0733	730-0733	Siehe Seite/see page 4.29	
					.022" x .025"	731-0731	730-0731	Siehe Seite/see page 4.29	
	7 7	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0803	740-0803	741-0804	740-0804
					.022" x .028"	741-0801	740-0801	741-0802	740-0802

Molarenbänder mit aufgeschweißten Bukkalröhrchen

Molar bands with prewelded buccal tubes

CE 0297

4

Bei Bestellung von Einzelbändern bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Bandgröße ergänzen.
When ordering single bands please add required band size to the given order numbers.

Roth-System



	Band-Typ band-type	Einzelbänder single bands		Bändergröße band size	Bänder Sätze je Hälfte links/rechts band kits half left/half right		
		rechts/right	links/left		100 St./pieces	200 St./pieces	400 St./pieces
.018" x .025"	W-Fit	883-72..	882-71..	01-32	880-0171	880-0271	880-0471
	Dura-Fit	2883-72..	2882-71..	05-36	2880-0171	2880-0271	2880-0471
.022" x .028"	W-Fit	883-88..	882-87..	01-32	880-0187	880-0287	880-0487
	Dura-Fit	2883-88..	2882-87..	05-36	2880-0187	2880-0287	2880-0487
.018" x .025"	W-Fit	883-21..	882-21..	01-32	880-0121	880-0221	880-0421
	Dura-Fit	2883-21..	2882-21..	05-36	2880-0121	2880-0221	2880-0421
.022" x .028"	W-Fit	883-22..	882-22..	01-32	880-0122	880-0222	880-0422
	Dura-Fit	2883-22..	2882-22..	05-36	2880-0122	2880-0222	2880-0422
.018" x .025"	W-Fit	883-10..	882-10..	01-32	880-0110	880-0210	880-0410
	Dura-Fit	2883-10..	2882-10..	05-36	2880-0110	2880-0210	2880-0410
.022" x .028"	W-Fit	883-11..	882-11..	01-32	880-0111	880-0211	880-0411
	Dura-Fit	2883-11..	2882-11..	05-36	2880-0111	2880-0211	2880-0411
.018" x .025"	W-Fit	883-19..	882-19..	01-32	880-0119	880-0219	880-0419
	Dura-Fit	2883-19..	2882-19..	05-36	2880-0119	2880-0219	2880-0419
.022" x .028"	W-Fit	883-20..	882-20..	01-32	880-0120	880-0220	880-0420
	Dura-Fit	2883-20..	2882-20..	05-36	2880-0120	2880-0220	2880-0420
.018" x .025"	W-Fit	Auf Anfrage/on demand			Auf Anfrage/on demand		
	Dura-Fit						
.022" x .025"	W-Fit	Auf Anfrage/on demand			Auf Anfrage/on demand		
	Dura-Fit						
.018" x .025"	-	887-74..	886-73..	97-28	885-0173	885-0273	885-0473
.022" x .028"	-	887-90..	886-89..	97-28	885-0189	885-0289	885-0489



Sofern nicht anders vermerkt, liefern wir mit lingualen Setzlaschen.
If not otherwise requested, we supply with lingual seating eyelets.

Flat-Line
Bukkälörhrchen
Buccal tubes

CE 0297

Roth-System

UK / Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset		zum Aufschweißen / for welding		auf Pad / on pad	
						rechts/right	links/left	rechts/right	links/left
 convertible		-30°	0°	4°	.018" x .025"	741-1703	740-1703	741-1704	740-1704
					.022" x .028"	741-1701	740-1701	741-1702	740-1702
 convertible Ø .045 inch for Lip Bumper Ø 1,15 mm		-30°	0°	4°	.018" x .025"	741-1707	740-1707	-	-
					.022" x .028"	741-1705	740-1705	-	-
Quick SL Molar-tube		-20°	0°	10°	.018" x .025"	731-1733	730-1733	Siehe Seite/see page 4.29	
					.022" x .025"	731-1731	730-1731	Siehe Seite/see page 4.29	
		-30°	0°	4°	.018" x .025"	741-1803	740-1803	741-1804	740-1804
					.022" x .028"	741-1801	740-1801	741-1802	740-1802

Molarenbänder mit aufgeschweißten Bukkalröhrchen

Molar bands with prewelded buccal tubes

CE 0297

4

Bei Bestellung von Einzelbändern bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Bandgröße ergänzen.
When ordering single bands please add required band size to the given order numbers.



Roth-System



	Band-Typ band-type	Einzelbänder single bands		Bändergröße band size	Bänder Sätze je Hälfte links/rechts band kits half left/half right		
		rechts/right	links/left		100 St./pieces	200 St./pieces	400 St./pieces
.018" x .025"	W-Fit	893-47..	892-46..	01-32	890-0146	890-0246	890-0446
	Dura-Fit	2893-47..	2892-46..	05-36	2890-0146	2890-0246	2890-0446
.022" x .028"	W-Fit	893-25..	892-24..	01-32	890-0124	890-0224	890-0424
	Dura-Fit	2893-25..	2892-24..	05-36	2890-0124	2890-0224	2890-0424
.018" x .025"	W-Fit	893-03..	892-03..	01-32	890-0103	890-0203	890-0403
	Dura-Fit	2893-03..	2892-03..	05-36	2890-0103	2890-0203	2890-0403
.022" x .028"	W-Fit	893-04..	892-04..	01-32	890-0104	890-0204	890-0404
	Dura-Fit	2893-04..	2892-04..	05-36	2890-0104	2890-0204	2890-0404
.018" x .025"		Auf Anfrage/on demand			Auf Anfrage/on demand		
.022" x .025"		Auf Anfrage/on demand			Auf Anfrage/on demand		
.018" x .025"	-	897-49..	896-48..	01-32	895-0148	895-0248	895-0448
.022" x .028"	-	897-27..	896-26..	01-32	895-0126	895-0226	895-0426







Sofern nicht anders vermerkt, liefern wir mit lingualem Setzlaschen.
If not otherwise requested, we supply with lingual seating eyelets.




Flat-Line
Bukkalröhrchen
Buccal tubes

CE 0297

McLaughlin / Bennett / Trevisi-System

OK/ Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	zum Aufschweißen / for welding		auf Pad / on pad		
					rechts/right	links/left	rechts/right	links/left	
 convertible	$\begin{array}{c} 6 \\ \\ 6 \end{array}$	-14°	0°	10°	.018" x .025"	728-0713	727-0713	728-0714	727-0714
					.022" x .028"	728-0711	727-0711	728-0712	727-0712
 	$\begin{array}{c} 6 \\ \\ 6 \end{array}$	-14°	0°	10°	.018" x .025"	728-0727	727-0727	728-0728	727-0728
					.022" x .028"	728-0725	727-0725	728-0726	727-0726
Quick SL Molar-tube 	$\begin{array}{c} 76 \\ \\ 67 \end{array}$	-14°	0°	12°	.018" x .025"	731-0733	730-0733	Siehe Seite/see page 4.29	
					.022" x .025"	731-0711	730-0711	Siehe Seite/see page 4.29	
 convertible	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-14°	0°	10°	.018" x .025"	728-0803	727-0803	728-0804	727-0804
					.022" x .028"	728-0801	727-0801	728-0802	727-0802

UK/
Mandibular

 convertible	$\begin{array}{c} 6 \\ \\ 6 \end{array}$	-20°	0°	0°	.018" x .025"	728-1703	727-1703	728-1704	727-1704
					.022" x .028"	728-1701	727-1701	728-1702	727-1702
Quick SL Molar-tube 	$\begin{array}{c} 76 \\ \\ 67 \end{array}$	-20°	0°	10°	.018" x .025"	731-1733	730-1733	Siehe Seite/see page 4.29	
					.022" x .025"	731-1731	730-1731	Siehe Seite/see page 4.29	
 	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-10°	0°	0°	.018" x .025"	728-1803	727-1803	728-1804	727-1804
					.022" x .028"	728-1801	727-1801	728-1802	727-1802

Molarenbänder mit aufgeschweißten Bukkalröhrchen

Molar bands with prewelded buccal tubes

CE 0297

4

Bei Bestellung von Einzelbändern bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Bandgröße ergänzen.
When ordering single bands please add required band size to the given order numbers.



McLaughlin / Bennett / Trevisi-System

	Band-Typ band-type	Einzelbänder single bands		Bändergröße band size	Bänder Sätze je Hälfte links/rechts band kits half left/half right		
		rechts/right	links/left		100 St./pieces	200 St./pieces	400 St./pieces
.018" x .025"	W-Fit	883-34..	882-34..	01-32	880-0134	880-0234	880-0434
	Dura-Fit	2883-34..	2882-34..	05-36	2880-0134	2880-0234	2880-0434
.022" x .028"	W-Fit	883-13..	882-13..	01-32	880-0113	880-0213	880-0413
	Dura-Fit	2883-13..	2882-13..	05-36	2880-0113	2880-0213	2880-0413
.018" x .025"	W-Fit	883-40..	882-40..	01-32	880-0140	880-0240	880-0440
	Dura-Fit	2883-40..	2882-40..	05-36	2880-0140	2880-0240	2880-0440
.022" x .028"	W-Fit	883-31..	882-31..	01-32	880-0131	880-0231	880-0431
	Dura-Fit	2883-31..	2882-31..	05-36	2880-0131	2880-0231	2880-0431
.018" x .025"		Auf Anfrage/on demand			Auf Anfrage/on demand		
.022" x .025"		Auf Anfrage/on demand			Auf Anfrage/on demand		
.018" x .025"	-	887-32..	886-32..	97-28	885-0132	885-0232	885-0432
.022" x .028"	-	887-12..	886-12..	97-28	885-0112	885-0212	885-0412



.018" x .025"	W-Fit	893-38..	892-38..	01-32	890-0138	890-0238	890-0438
	Dura-Fit	2893-38..	2892-38..	05-36	2890-0138	2890-0238	2890-0438
.022" x .028"	W-Fit	893-16..	892-16..	01-32	890-0116	890-0216	890-0416
	Dura-Fit	2893-16..	2892-16..	05-36	2890-0116	2890-0216	2890-0416
.018" x .025"		Auf Anfrage/on demand			Auf Anfrage/on demand		
.022" x .025"		Auf Anfrage/on demand			Auf Anfrage/on demand		
.018" x .025"	-	897-32..	896-32..	01-32	895-0132	895-0232	895-0432
.022" x .028"	-	897-17..	896-17..	01-32	895-0117	895-0217	895-0417







Sofern nicht anders vermerkt, liefern wir mit lingualen Setzlaschen.
If not otherwise requested, we supply with lingual seating eyelets.





Flat-Line
Bukkalröhrchen
Buccal tubes

CE 0297

Alexander-System

OK / Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset					
						zum Aufschweißen / for welding	auf Pad / on pad	rechts/right	links/left
occlusal headgear tube									
 convertible	$\frac{6}{6}$	-10°	0°	15°	.018" x .025"	776-0703	775-0703	-	-
	$\frac{7}{7}$	-10°	0°	6°	.018" x .025"	776-0803	775-0803	776-0804	775-0804

UK /
Mandibular

UK / Mandibular									
 convertible	$\frac{6}{6}$	-22°	6°	5°	.018" x .025"	776-1703	775-1703	776-1704	775-1704
	$\frac{7}{7}$	-27°	0°	6°	.018" x .025"	776-1803	775-1803	776-1804	775-1804

Molarenbänder mit aufgeschweißten Bukkalröhrchen

Molar bands with prewelded buccal tubes

CE 0297

4

Bei Bestellung von Einzelbändern bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Bandgröße ergänzen.
When ordering single bands please add required band size to the given order numbers.



Alexander-System



	Band-Typ band-type	Einzelbänder single bands		Bändergröße band size	Bänder Sätze je Hälfte links/rechts band kits half left/half right		
		rechts/right	links/left		100 St./pieces	200 St./pieces	400 St./pieces
.018" x .025"	W-Fit	883-28..	882-28..	01-32	880-0128	880-0228	880-0428
	Dura-Fit	2883-28..	2882-28..	05-36	2880-0128	2880-0228	2880-0428
.018" x .025"	-	887-29..	886-29..	97-28	885-0129	885-0229	885-0429



.018" x .025"	W-Fit	893-12..	892-12..	01-32	890-0112	890-0212	890-0412
	Dura-Fit	2893-12..	2892-12..	05-36	2890-0112	2890-0212	2890-0412
.018" x .025"	-	897-15..	896-15..	01-32	895-0115	895-0215	895-0415





Sofern nicht anders vermerkt, liefern wir mit lingualen Setzlaschen.
If not otherwise requested, we supply with lingual seating eyelets.



Flat-Line
Bukkälörörchen
Buccal tubes

CE 0297

Hilgers-System

OK / Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset		zum Aufschweißen / for welding		auf Pad / on pad	
						rechts/right	links/left	rechts/right	links/left
occlusal headgear tube									
 convertible	$\frac{6}{ }$ $\frac{6}{ }$	-10°	0°	15 °	.018" x .025"	774-0703	773-0703	-	-
	$\frac{7}{ }$ $\frac{7}{ }$	-10°	0°	12 °	.018" x .025"	774-0803	773-0803	774-0804	773-0804

UK /
Mandibular

UK / Mandibular		Torque	Angulation	distaler Offset distal offset		zum Aufschweißen / for welding		auf Pad / on pad	
						rechts/right	links/left	rechts/right	links/left
 convertible	$\frac{6}{ }$ $\frac{6}{ }$	-27°	5°	12°	.018" x .025"	774-1703	773-1703	774-1704	773-1704
	$\frac{7}{ }$ $\frac{7}{ }$	-27°	0°	12°	.018" x .025"	774-1803	773-1803	774-1804	773-1804

Molarenbänder mit aufgeschweißten Bukkalröhrchen

Molar bands with prewelded buccal tubes


CE 0297

4


Bei Bestellung von Einzelbändern bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Bandgröße ergänzen.
When ordering single bands please add required band size to the given order numbers.



Hilgers-System



	Band-Typ band-type	Einzelbänder single bands		Bändergröße band size	Bänder Sätze je Hälfte links/rechts band kits half left/half right		
		rechts/right	links/left		100 St./pieces	200 St./pieces	400 St./pieces
.018" x .025"	W-Fit	883-26..	882-26..	01-32	880-0126	880-0226	880-0426
	Dura-Fit	2883-26..	2882-26..	05-36	2880-0126	2880-0226	2880-0426
.022" x .028"	W-Fit	883-05..	882-05..	01-32	880-0105	880-0205	880-0405
	Dura-Fit	2883-05..	2882-05..	05-36	2880-0105	2880-0205	2880-0405
.018" x .025"	-	887-27..	886-27..	97-28	885-0127	885-0227	885-0427
.022" x .028"	-	887-06..	886-06..	97-28	885-0106	885-0206	885-0406

.018" x .025"	W-Fit	893-07..	892-07..	01-32	890-0107	890-0207	890-0407
	Dura-Fit	2893-07..	2892-07..	05-36	2890-0107	2890-0207	2890-0407
.022" x .028"	W-Fit	893-34..	892-34..	01-32	890-0134	890-0234	890-0434
	Dura-Fit	2893-34..	2892-34..	05-36	2890-0134	2890-0234	2890-0434
.018" x .025"	-	897-08..	896-08..	01-32	895-0108	895-0208	895-0408
.022" x .028"	-	897-35..	896-35..	01-32	895-0135	895-0235	895-0435





Sofern nicht anders vermerkt, liefern wir mit lingualen Setzlaschen.
If not otherwise requested, we supply with lingual seating eyelets.



Flat-Line
Bukkalröhrchen
Buccal tubes

CE 0297

Standard-Edgewise-System / Standard-Ricketts-System

OK / Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset		zum Aufschweißen / for welding		auf Pad / on pad	
						rechts/right	links/left	rechts/right	links/left
	6 6	0°	0°	0°	.018" x .025"	749-0310	749-0210	-	-
					.022" x .028"	749-0320	749-0220	-	-
gingival headgear tube	6 6	0°	0°	0°	.018" x .025"	752-0310	752-0210	-	-
	6 6	0°	0°	0°	.018" x .025"	743-2703	742-2703	743-2704	742-2704
					.022" x .028"	743-2701	742-2701	742-2701	742-2702
convertible	6 6	0°	0°	0°	.018" x .025"	748-0211	748-0311	748-8211	748-8311
					.022" x .028"	748-0221	748-0321	748-8221	748-8321

UK /
Mandibular

	6 6	0°	0°	0°	.018" x .025"	750-0410	750-0410	750-8410	750-8410
	6 6	0°	0°	0°	.018" x .025"	742-2703	743-2703	742-2704	743-2704
					.022" x .028"	742-2701	743-2701	742-2702	743-2702
convertible	6 6	0°	0°	0°	.018" x .025"	748-0311	748-0211	748-8311	748-8211
					.022" x .028"	748-0321	748-0221	748-8321	748-8221

Molarenbänder mit aufgeschweißten Bukkalröhrchen

Molar bands with prewelded buccal tubes

CE 0297

4

Bei Bestellung von Einzelbändern bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Bandgröße ergänzen.
When ordering single bands please add required band size to the given order numbers.



	Band-Typ band-type	Einzelbänder single bands		Bändergröße band size	Bänder Sätze je Hälfte links/rechts band kits half left/half right		
		rechts/right	links/left		100 St./pieces	200 St./pieces	400 St./pieces
.018" x .025"	W-Fit	883-16..	882-15..	01-32	880-0115	880-0215	880-0415
	Dura-Fit	2883-16..	2882-15..	05-36	2880-0115	2880-0215	2880-0415
.022" x .028"	W-Fit	883-36..	882-35..	01-32	880-0135	880-0235	880-0435
	Dura-Fit	2883-36..	2882-35..	05-36	2880-0135	2880-0235	2880-0435
.018" x .025"	W-Fit	883-54..	882-53..	01-32	880-0153	880-0253	880-0453
	Dura-Fit	2883-54..	2882-53..	05-36	2880-0153	2880-0253	2880-0453
.018" x .025"	W-Fit	883-66..	882-65..	01-32	880-0165	880-0265	880-0465
	Dura-Fit	2883-66..	2882-65..	05-36	2880-0165	2880-0265	2880-0465
.022" x .028"	W-Fit	883-67..	882-66..	01-32	880-0166	880-0266	880-0466
	Dura-Fit	2883-67..	2882-66..	05-36	2880-0166	2880-0266	2880-0466
.018" x .025"		Auf Anfrage/on demand			Auf Anfrage/on demand		
.022" x .028"		Auf Anfrage/on demand			Auf Anfrage/on demand		

.018" x .025"	W-Fit	893-10..	892-10..	01-32	890-0110	890-0210	890-0410
	Dura-Fit	2893-10..	2892-10..	05-36	2890-0110	2890-0210	2890-0410
.018" x .025"	W-Fit	893-68..	892-67..	01-32	890-0167	890-0267	890-0467
	Dura-Fit	2893-68..	2892-67..	05-36	2890-0167	2890-0267	2890-0467
.022" x .028"	W-Fit	893-69..	892-68..	01-32	890-0168	890-0268	890-0468
	Dura-Fit	2893-69..	2892-68..	05-36	2890-0168	2890-0268	2890-0468
.018" x .025"	W-Fit	893-02..	892-02..	01-32	890-0102	890-0202	890-0402
	Dura-Fit	2893-02..	2892-02..	05-36	2890-0102	2890-0202	2890-0402
.022" x .028"	W-Fit	893-06..	892-06..	01-32	890-0106	890-0206	890-0406
	Dura-Fit	2893-06..	2892-06..	05-36	2890-0106	2890-0206	2890-0406



Sofern nicht anders vermerkt, liefern wir mit lingualen Setzlaschen.
If not otherwise requested, we supply with lingual seating eyelets.

Flat-Line
 Bukkalröhrchen Sonderausführung
 Buccal tubes - special execution

CE 0297

OK / Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset					
						zum Aufschweißen / for welding		auf Pad / on pad	
						rechts/right	links/left	rechts/right	links/left
 convertible		-10°	0°	8°	.018" x .025"	743-0703	742-0703	743-0704	742-0704
					.022" x .028"	743-0701	742-0701	743-0702	742-0702
 convertible		0°	0°	0°	.018" x .025"	743-2703	742-2703	743-2704	742-2704
					.022" x .028"	743-2701	742-2701	743-2702	742-2702
occlusal headgear tube		0°	0°	7°	.022" x .028"	759-1320	759-1220	-	-
 convertible									
UK / Mandibular									
 convertible		-25°	0°	6°	.018" x .025"	743-1703	742-1703	743-1704	742-1704
					.022" x .028"	743-1701	742-1701	743-1702	742-1702
 convertible		0°	0°	0°	.018" x .025"	742-2703	743-2703	742-2704	743-2704
					.022" x .028"	742-2701	743-2701	742-2702	743-2702
 convertible		0°	0°	7°	.018" x .025"	756-1310	756-1210	-	-
					.022" x .028"	756-1320	756-1220	-	-

Molarenbänder mit aufgeschweißten Bukkalröhrchen

Molar bands with prewelded buccal tubes

CE 0297

4

Bei Bestellung von Einzelbändern bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Bandgröße ergänzen.
When ordering single bands please add required band size to the given order numbers.



	Band-Typ band-type	Einzelbänder single bands		Bändergröße band size	Bänder Sätze je Hälfte links/rechts band kits half left/half right		
		rechts/right	links/left		100 St./pieces	200 St./pieces	400 St./pieces
.018" x .025"	W-Fit	883-62..	882-61..	01-32	880-0161	880-0261	880-0461
	Dura-Fit	2883-62..	2882-61..	05-36	2880-0161	2880-0261	2880-0461
.022" x .028"	W-Fit	883-63..	882-62..	01-32	880-0162	880-0262	880-0462
	Dura-Fit	2883-63..	2882-62..	05-36	2880-0162	2880-0262	2880-0462
.018" x .025"	W-Fit	883-66..	882-65..	01-32	880-0165	880-0265	880-0465
	Dura-Fit	2883-66..	2882-65..	05-36	2880-0165	2880-0265	2880-0465
.022" x .028"	W-Fit	883-67..	882-66..	01-32	880-0166	880-0266	880-0466
	Dura-Fit	2883-67..	2882-66..	05-36	2880-0166	2880-0266	2880-0466
.022" x .028"	W-Fit	883-65..	882-64..	01-32	880-0164	880-0264	880-0464
	Dura-Fit	2883-65..	2882-64..	05-36	2880-0164	2880-0264	2880-0464

.018" x .025"	W-Fit	893-64..	892-63..	01-32	890-0163	890-0263	890-0463
	Dura-Fit	2893-64..	2892-63..	05-36	2890-0163	2890-0263	2890-0463
.022" x .028"	W-Fit	893-65..	892-64..	01-32	890-0164	890-0264	890-0464
	Dura-Fit	2893-65..	2892-64..	05-36	2890-0164	2890-0264	2890-0464
.018" x .025"	W-Fit	893-68..	892-67..	01-32	890-0167	890-0267	890-0467
	Dura-Fit	2893-68..	2892-67..	05-36	2890-0167	2890-0267	2890-0467
.022" x .028"	W-Fit	893-69..	892-68..	01-32	890-0168	890-0268	890-0468
	Dura-Fit	2893-69..	2892-68..	05-36	2890-0168	2890-0268	2890-0468
.018" x .025"	W-Fit	893-66..	892-65..	01-32	890-0165	890-0265	890-0465
	Dura-Fit	2893-66..	2892-65..	05-36	2890-0165	2890-0265	2890-0465
.022" x .028"	W-Fit	893-67..	892-66..	01-32	890-0166	890-0266	890-0466
	Dura-Fit	2893-67..	2892-66..	05-36	2890-0166	2890-0266	2890-0466



Sofern nicht anders vermerkt, liefern wir mit lingualen Setzlaschen.
If not otherwise requested, we supply with lingual seating eyelets.

Klebe pads für jeden Typ Bondable Pads for each type

CE 0297

Reduzieren Sie Ihre Lagerhaltungskosten und Stuhlzeiten!

Statt 32 verschiedene Bandgrößen mit den entsprechenden Bukkalröhrchen zu lagern, benötigen Sie nun nur einige wenige Forestadent Klebe pads und können jeden Ihrer Patienten behandeln.

Alle Forestadent Klebe pads ...

- sind sowohl in mesio-distal als auch occlusal-gingival anatomisch vorgeformt, passen dadurch perfekt auf die natürliche Zahnform und geben einen sicheren Halt;
- sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt;
- und weisen die bewährte Gitternetzbasis auf außer NiFree-Klebe pads, die eine Klötzchenbasis haben.

Reduce your storage costs and chair side time by using Forestadent bondable pads! Instead of storing 32 different band sizes with adequate buccal tubes you only need a few bondable pads to treat each of your patients.

All Forestadent Bondable Pads ...

- provide a perfect fit and assure maximum bond strength due to mesial-distal and occlusal-gingival contours of the pads which are conform to the natural tooth surface;
- are made of stainless steel;
- feature the well-ried mesh base, except NiFree bondable pads which have a block base



Kleines Klebe pad

Das Standard Klebe pad eignet sich besonders für kleine Kronen oder noch nicht vollständig durchgebrochene Zähne. 7er Bukkalröhrchen werden generell mit Standard-Pad geliefert.

Small bondable pad

The standard bondable pad is especially used for small coronas and for teeth which are not fully broken through. Buccal tubes for the 7th are generally delivered on a standard bondable pad.



Großes Klebe pad

Zweifach- und Dreifach-Bukkalröhrchen werden generell auf großen Klebe pad geliefert. Einfache Bukkalröhrchen können auf Kundenwunsch auf das große Klebe pad geschweißt werden. Die Mindestbestellmenge ist 100 Stück links und 100 Stück rechts.

Large bondable pad

Double and triple buccal tubes are delivered on large bondable pads as a standard. Single buccal tubes can be delivered on large bondable pads on customer request. The minimum order quantity is 100 pieces left and 100 pieces right.



Big Foot Klebe pad

Die Big Foot Klebe pads sind aus besonders dünnem Material gefertigt und dadurch sehr leicht und perfekt an die Zahnkontur der Molaren anzupassen. Die genaue Passform wiederum resultiert in einer besseren Adhäsion zum Zahn. Die Abnahme der Pads erfolgt einfach und sicher durch spezielle Ausprägungen an der Seite. Molarenbrackets, sowie ausgewählte 7er Bukkalröhrchen werden in der Roth- und McLaughlin/Bennett/Trevisi-Technik angeboten.

Big Foot pad

Big Foot pads are made of extra thin material which makes them extra light and easy to adapt to the tooth surface of the molars. The perfect fit provides a better adhesion to the tooth. Special notches on each side of the pad make removing easy and safe. Molar brackets and selected buccal tubes in the Roth- and McLaughlin/Bennett/Trevisi-system are offered on Big Foot pads.





Nickelfreies Klebe pad

Das nickelfreie Klebe pad ist ein flaches Universalpad mit einer sandgestrahlten Klötzchenbasis.



NiFree bondable pad





The NiFree bondable pad is a flat all-round pad featuring a sandblasted base.

Dreifach-Bukkalröhrchen zum Kleben Triple buccal tubes for direct bonding

OK/ Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	auf großem Pad/on large pad	
						rechts/right	links/left
occlusal headgear tube							
 convertible		-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0704	740-0704
					.022" x .028"	741-0702	740-0702




Zweifach-Bukkalröhrchen zum Kleben Double buccal tubes for direct bonding

OK/ Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	auf großem Pad/on large pad	
						rechts/right	links/left
 convertible		-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0728	740-0728
					.022" x .028"	741-0726	740-0726

UK/ Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	auf großem Pad/on large pad	
						rechts/right	links/left
 convertible		-30°	0°	4°	.018" x .025"	741-1704	740-1704
					.022" x .028"	741-1702	740-1702
		0°	0°	0°	.018" x .025"	750-8410	750-8410




Einfach-Buccalröhrchen zum Kleben









Single buccal tubes for direct bonding

OK / Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	 CE 0297	
						auf großem Pad/on large pad	
						rechts/right	links/left
 convertible	$\begin{array}{c} 6 \\ \\ 6 \end{array}$	-10°	0°	8°	.018" x .025"	743-0704	742-0704
					.022" x .028"	743-0702	742-0702
 convertible	$\begin{array}{c} 6 \\ \\ 6 \end{array}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	743-2704	742-2704
					.022" x .028"	743-2702	742-2702

OK / Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	 CE 0297	
						auf kleinem Pad/on small pad	
						rechts/right	links/left
	$\begin{array}{c} 76 \\ \\ 67 \end{array}$	-10°	0°	7°	.018" x .025"	757-8312	757-8212
New!  Flat-Line Mini buccal tube	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	748-9211	748-9311
					.022" x .028"	748-9221	748-9321
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0804	740-0804
					.022" x .028"	741-0802	740-0802
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-14°	0°	10°	.018" x .025"	728-0804	727-0804
					.022" x .028"	728-0802	727-0802
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-10°	0°	12°	.018" x .025"	774-0804	773-0804
					.022" x .028"	774-0802	773-0802
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-9°	0°	10°	.022" x .028"	748-8322	748-8222
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-10°	0°	6°	.018" x .025"	776-0804	775-0804

Einfach-Buccalröhrchen zum Kleben Single buccal tubes for direct bonding

UK / Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	CE 0297	
						auf großem Pad/on large pad	
						rechts/right	links/left
 convertible	$\frac{6}{6}$	-22°	6°	5°	.018" x .025"	776-1704	775-1704
 convertible	$\frac{6}{6}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	742-2704	743-2704
					.022" x .028"	742-2702	743-2702
 convertible	$\frac{6}{6}$	-25°	0°	6°	.018" x .025"	743-1704	742-1704
					.022" x .028"	743-1702	742-1702

UK / Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	CE 0297	
						auf kleinem Pad/on small pad	
						rechts/right	links/left
	$\frac{6}{6}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	748-8311	748-8211
					.022" x .028"	748-8321	748-8221
 Flat-Line Mini buccal tube	$\frac{7}{7}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	748-9311	748-9211
					.022" x .028"	748-9321	748-9221
	$\frac{7}{7}$	-30°	0°	4°	.018" x .025"	741-1804	740-1804
					.022" x .028"	741-1802	740-1802
	$\frac{7}{7}$	-30°	0°	0°	.022" x .028"	748-8325	748-8225
	$\frac{7}{7}$	-27°	0°	12°	.018" x .025"	774-1804	773-1804
					.022" x .028"	774-1802	773-1802
	$\frac{7}{7}$	-27°	0°	6°	.018" x .025"	776-1804	775-1804
	$\frac{7}{7}$	-22°	0°	12°	.018" x .025"	758-8314	758-8214
	$\frac{7}{7}$	-10°	0°	0°	.018" x .025"	728-1804	727-1804
					.022" x .028"	728-1802	727-1802


Big Foot Klebepad Big Foot Pad

Ihr Bandsortiment wird reduziert!

Ihre Lagerhaltungskosten und Stuhlzeiten werden sich reduzieren. Statt 32 verschiedene Bandgrößen mit den entsprechenden Bukkalröhrchen zu lagern, benötigen Sie nur wenige Big Foot Klebepads und können jeden Ihrer Patienten behandeln.

Your band assortment is going to be reduced!

Your storage costs and chair side time will be reduced when using our new Big Foot pad. Instead of storing 32 different band sizes with adequate buccal tubes you only need a few Big Foot pads to treat each of your patients.



Das Big Foot Klebepad ist sowohl mesio-distal als auch okklusal-gingival anatomisch vorgeformt. Charakteristisch ist die Anfertigung aus besonders dünnem rostfreien Edelstahl. Dadurch passen sich die Forestadent Big Foot Klebepads sehr leicht und perfekt an die Zahnkontur der Molaren an. Die genaue Passform wiederum resultiert in einer besseren Adhäsion zum Zahn.

The Big Foot pad provides a perfect fit and assures maximum bond strength due to mesial-distal and occlusal-gingival contours of the pads which conform to the natural tooth surface. They are made of extra thin material which makes them extra light and easy to adapt.




Forestadent Big Foot Klebepads weisen die bewährte Gitternetzbasis auf. Die Abnahme der Pads erfolgt einfach und sicher durch spezielle Ausprägungen an der Seite.

Forestadent Big Foot pads feature the well-tried mesh base. Special notches on each side of the pad make removal easy and safe.



Quick-Molarenbrackets, sowie ausgewählte Bukkalröhrchen in der Roth-Technik und im McLaughlin/Bennett/Trevisi-System werden auf Big Foot Pads angeboten.

Quick Molar brackets and selected buccal tubes in the Roth- and McLaughlin/Bennett/Trevisi-System are offered on Big Foot pads.







Big Foot Klebepads sind auf die Zahnform adaptierbar.

Big Foot pads are adaptable to the tooth surface.




Bukkalröhrchen auf Big Foot Pads Buccal tubes on Big Foot Pads

Roth System

CE 0297

OK / Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	6 6	-14	0	14	.018" x .025"	741B0704	740B0704
					.022" x .028"	741B0702	740B0702
	6 6	-14	0	14	.018" x .025"	741B0728	740B0728
					.022" x .028"	741B0726	740B0726
	76 67	-14	0	12	.018" x .025"	731B0734	730B0734
					.022" x .025"	731B0732	730B0732
	7 7	-14	0	14	.018" x .025"	741B0804	740B0804
					.022" x .028"	741B0802	740B0802





CE 0297

UK / Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	6 6	-30	0	4	.018" x .025"	741B1704	740B1704
					.022" x .028"	741B1702	740B1702
	76 67	-20	0	10	.018" x .025"	731B1734	730B1734
					.022" x .025"	731B1732	730B1732
	7 7	-30	0	4	.018" x .025"	741B1804	740B1804
					.022" x .028"	741B1802	740B1802




Bukkalröhrchen auf Big Foot Pads Buccal tubes on Big Foot Pads

McLaughlin / Bennett / Trevisi-System

CE 0297

OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	6 6	-14	0	10	.022" x .028"	728B0712	727B0712
	6 6	-14	0	10	.022" x .028"	728B0726	727B0726
	76 67	-14	0	12	.018" x .025"	731B0734	730B0734
					.022" x .025"	731B0732	730B0732
	7 7	-14	0	10	.022" x .028"	728B0802	727B0802



CE 0297



UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	6 6	-20	0	0	.022" x .028"	728B1702	727B1702
	76 67	-20	0	10	.018" x .025"	731B1734	730B1734
					.022" x .025"	731B1732	730B1732
	7 7	-10	0	0	.022" x .028"	728B1802	727B1802

Bukkalröhrchen für den 2. Molaren auf Large Pads Second molar buccal tubes on Large Pads

Roth System



CE 0297



OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
		-14	0	14	.018" x .025"	741L0804	740L0804
					.022" x .028"	741L0802	740L0802

UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
		-30	0	4	.018" x .025"	741L1804	740L1804
					.022" x .028"	741L1802	740L1802

McLaughlin / Bennett / Trevisi-System

CE 0297


OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
		-14	0	10	.022" x .028"	728L0802	727L0802

UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
		-10	0	0	.022" x .028"	728L1802	727L1802


Bukkalröhrchen für den 2. Molaren auf Large Pads
Second molar buccal tubes on Large Pads

Hilgers System

CE 0297

OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-10	0	12	.018" x .025"	774L0804	773L0804
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-10	0	12	.022" x .028"	774L0802	773L0802


CE 0297


UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-27	0	12	.018" x .025"	774L1804	773L1804
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-27	0	12	.022" x .028"	774L1802	773L1802

Bukkalröhrchen für den 2. Molaren auf Large Pads Second molar buccal tubes on Large Pads

Andrews System


CE 0297


OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\frac{7}{7} \frac{7}{7}$	-9	0	10	.022" x .028"	748L8322	748L8222

UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\frac{7}{7} \frac{7}{7}$	-30	0	0	.022" x .028"	748L8325	748L8225

Sonderausführung Special execution

CE 0297

OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\frac{76}{76} \frac{67}{67}$	0	0	0	.018" x .025"	748L8211	748L8311
	$\frac{76}{76} \frac{67}{67}$	0	0	0	.022" x .028"	748L8221	748L8321

UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\frac{76}{76} \frac{67}{67}$	0	0	0	.018" x .025"	748L8311	748L8211
	$\frac{76}{76} \frac{67}{67}$	0	0	0	.022" x .028"	748L8321	748L8221

Ni-Free* Products

Bukkalröhrchen zum Kleben – Ni-Free
 Buccal tubes for direct bonding – Ni-Free

OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset		 Pad sandgestrahlt Sandblasted pad CE 0297 auf Pad (10 Stück/10 pcs.)	
						rechts/right	links/left
occlusal headgear tube  convertible	$\begin{array}{c} 6 \\ \\ 6 \end{array}$	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741M0704	740M0704
					.022" x .028"	741M0702	740M0702
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741M0804	740M0804
					.022" x .028"	741M0802	740M0802
UK Mandibular  convertible	$\begin{array}{c} \\ 6 \\ \\ 6 \end{array}$	-30°	0°	4°	.018" x .025"	741M1704	740M1704
					.022" x .028"	741M1702	740M1702
	$\begin{array}{c} \\ 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-30°	0°	4°	.018" x .025"	741M1804	740M1804
					.022" x .028"	741M1802	740M1802

*Nickel free

Auf FORESTADENT®-Bänder werden alle in diesem Katalog aufgeführten Bukkalröhrchen und die nachfolgend angegebenen Brackets kostenlos aufgeschweißt:

- Roth N
- Andrews N
- Alexander S
- St. Ricketts N
- St. Edgewise N

Sonderschweißungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Fremdfabrikate werden gegen Aufpreis ohne Garantieleistung aufgeschweißt.

On FORESTADENT® bands we are welding all attachments indicated in this catalogue as well as the following brackets:

- Roth N
- Andrews N
- Alexander S
- St. Ricketts N
- St. Edgewise N



Special weldings cannot be exchanged or credited. Items, which are not our own manufacture, are welded against a surcharge, however, without any warranty.


OK-Prämolaren-Bänder Maxillary premolar bands

CE 0297

Bei Bestellung von Einzelbändern bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Bandgröße ergänzen.
When ordering single bands please add required band size to the given order numbers.



OK / Maxillary






Zahn tooth	Band-Typ band-type	Einzelbänder single bands		Bändergröße band size	Bänder Sätze je Hälfte links/rechts band kits half left/half right		
		rechts/right	links/left		100 St./pieces	200 St./pieces	400 St./pieces
 54 45	–	860-00..		01...32	860-0100	860-0200	860-0400

UK-Prämolaren-Bänder Mandibular premolar bands

UK / Mandibular

Zahn tooth	Band-Typ band-type	Einzelbänder single bands		Bändergröße band size	Bänder Sätze je Hälfte links/rechts band kits half left/half right		
		rechts/right	links/left		100 St./pieces	200 St./pieces	400 St./pieces
 5 5	–	875-00..		05...32	875-0100	875-0200	875-0400
 4 4	–	870-00..		01...32	870-0100	870-0200	870-0400



Sofern nicht anders vermerkt, liefern wir mit lingualen Setzlaschen.
If not otherwise requested, we supply with lingual seating eyelets.

Lingualschlösser
Lingual cleats

CE 0297

4

Order No.		Offset	Inhalt contents	Beschreibung description
rechts/right	links/left			
760-0085	760-0084	0°	10	<p>Lingualschloß mit Stopkerbung, offen, für Palatal Bar und Quad Helix</p> <p>Lingual cleat with latching indent, open, for Palatal Bar and Quad Helix</p>
760-0087	760-0086	0°	10	
760-0081		0°	10	
760-0089	760-0088	6°	10	