



Mit dem Memory-Maker können Sie die superelastische Gedächtnisform (Memory-Form) von Nickel-Titan Drähten, wie z.B. FORESTADENT-Titanol® programmieren oder eine bereits programmierte Memory-Form ändern.

With the Memory-Maker you can program the superelastic Memory-Form of Nickel-Titanium Wires, e.g. FORESTADENT Titanol® or you can change already programmed Memory-Forms.



Order No.	Beschreibung description
900-1007	<b>Memory Maker</b> ohne Zangen / without pliers
900-1008	<b>Memory Maker</b> mit 2 Zangen 501-0810 / with 2 pliers 501-0810

\*2006/42/EG