

Klebepads für jeden Typ Bondable Pads for each type

CE 0297

Reduzieren Sie Ihre Lagerhaltungskosten und Stuhlzeiten!

Statt 32 verschiedene Bandgrößen mit den entsprechenden Bukkalröhrchen zu lagern, benötigen Sie nun nur einige wenige Forestadent Klebepads und können jeden Ihrer Patienten behandeln.

Alle Forestadent Klebepads ...

- sind sowohl in mesio-distal als auch occlusal-gingival anatomisch vorgeformt, passen dadurch perfekt auf die natürliche Zahnform und geben einen sicheren Halt;
- sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt;
- und weisen die bewährte Gitternetzbasis auf außer NiFree-Klebepads, die eine Klötzchenbasis haben.

Reduce your storage costs and chair side time by using Forestadent bondable pads! Instead of storing 32 different band sizes with adequate buccal tubes you only need a few bondable pads to treat each of your patients.

All Forestadent Bondable Pads ...

- provide a perfect fit and assure maximum bond strength due to mesial-distal and occlusal-gingival contours of the pads which are conform to the natural tooth surface;
- are made of stainless steel;
- feature the well-tried mesh base, except NiFree bondable pads which have a block base



Kleines Klebepad

Das Standard Klebepad eignet sich besonders für kleine Kronen oder noch nicht vollständig durchgebrochene Zähne. 7er Bukkalröhrchen werden generell mit Standard-Pad geliefert.

Small bondable pad

The standard bondable pad is especially used for small coronas and for teeth which are not fully broken through. Buccal tubes for the 7th are generally delivered on a standard bondable pad.



Großes Klebepad

Zweifach- und Dreifach-Bukkalröhrchen werden generell auf großen Klebepad geliefert. Einfache Bukkalröhrchen können auf Kundenwunsch auf das große Klebepad geschweißt werden. Die Mindestbestellmenge ist 100 Stück links und 100 Stück rechts.

Large bondable pad

Double and triple buccal tubes are delivered on large bondable pads as a standard. Single buccal tubes can be delivered on large bondable pads on customer request. The minimum order quantity is 100 pieces left and 100 pieces right.



Big Foot Klebepad

Die Big Foot Klebepads sind aus besonders dünnem Material gefertigt und dadurch sehr leicht und perfekt an die Zahnkontur der Molaren anzupassen. Die genaue Passform wiederum resultiert in einer besseren Adhäsion zum Zahn. Die Abnahme der Pads erfolgt einfach und sicher durch spezielle Ausprägungen an der Seite. Molarenbrackets, sowie ausgewählte 7er Bukkalröhrchen werden in der Roth- und McLaughlin/Bennett/Trevisi-Technik angeboten.

Big Foot pad

Big Foot pads are made of extra thin material which makes them extra light and easy to adapt to the tooth surface of the molars. The perfect fit provides a better adhesion to the tooth. Special notches on each side of the pad make removing easy and safe. Molar brackets and selected buccal tubes in the Roth- and McLaughlin/Bennett/Trevisi-system are offered on Big Foot pads.






Nickelfreies Klebepad

Das nickelfreie Klebepad ist ein flaches Universalpad mit einer sandgestrahlten Klötzchenbasis.




NiFree bondable pad




The NiFree bondable pad is a flat all-round pad featuring a sandblasted base.

Dreifach-Bukkäl rhrchen zum Kleben Triple buccal tubes for direct bonding

OK/ Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	auf gro�em Pad/on large pad	
						rechts/right	links/left
occlusal headgear tube							
							CE 0297
	$\frac{6}{6} \mid \frac{6}{6}$	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0704	740-0704
convertible					.022" x .028"	741-0702	740-0702




Zweifach-Bukkäl rhrchen zum Kleben Double buccal tubes for direct bonding

OK/ Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	auf gro�em Pad/on large pad	
						rechts/right	links/left
							CE 0297
	$\frac{6}{6} \mid \frac{6}{6}$	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0728	740-0728
convertible					.022" x .028"	741-0726	740-0726

UK/ Mandibular					Slot		
							CE 0297
convertible	$\frac{6}{6} \mid \frac{6}{6}$	-30°	0°	4°	.018" x .025"	741-1704	740-1704
					.022" x .028"	741-1702	740-1702
	$\frac{6}{6} \mid \frac{6}{6}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	750-8410	750-8410

Einfach-Buccalröhrchen zum Kleben




Single buccal tubes for direct bonding









OK / Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	 CE 0297	
						auf großem Pad/on large pad	
						rechts/right	links/left
 convertible	$\begin{array}{c} 6 \\ \\ 6 \end{array}$	-10°	0°	8°	.018" x .025"	743-0704	742-0704
					.022" x .028"	743-0702	742-0702
 convertible	$\begin{array}{c} 6 \\ \\ 6 \end{array}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	743-2704	742-2704
					.022" x .028"	743-2702	742-2702

OK / Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	 CE 0297	
						auf kleinem Pad/on small pad	
						rechts/right	links/left
	$\begin{array}{c} 76 \\ \\ 67 \end{array}$	-10°	0°	7°	.018" x .025"	757-8312	757-8212
New!  Flat-Line Mini buccal tube	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	748-9211	748-9311
					.022" x .028"	748-9221	748-9321
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0804	740-0804
					.022" x .028"	741-0802	740-0802
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-14°	0°	10°	.018" x .025"	728-0804	727-0804
					.022" x .028"	728-0802	727-0802
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-10°	0°	12°	.018" x .025"	774-0804	773-0804
					.022" x .028"	774-0802	773-0802
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-9°	0°	10°	.022" x .028"	748-8322	748-8222
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-10°	0°	6°	.018" x .025"	776-0804	775-0804

Einfach-Buccalröhrchen zum Kleben

Single buccal tubes for direct bonding

UK / Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	CE 0297	
						auf großem Pad/on large pad	
						rechts/right	links/left
 convertible	$\frac{6}{6}$	-22°	6°	5°	.018" x .025"	776-1704	775-1704
 convertible	$\frac{6}{6}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	742-2704	743-2704
					.022" x .028"	742-2702	743-2702
 convertible	$\frac{6}{6}$	-25°	0°	6°	.018" x .025"	743-1704	742-1704
					.022" x .028"	743-1702	742-1702

UK / Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot	CE 0297	
						auf kleinem Pad/on small pad	
						rechts/right	links/left
	$\frac{6}{6}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	748-8311	748-8211
					.022" x .028"	748-8321	748-8221
 Flat-Line Mini buccal tube	$\frac{7}{7}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	748-9311	748-9211
					.022" x .028"	748-9321	748-9221
	$\frac{7}{7}$	-30°	0°	4°	.018" x .025"	741-1804	740-1804
					.022" x .028"	741-1802	740-1802
	$\frac{7}{7}$	-30°	0°	0°	.022" x .028"	748-8325	748-8225
	$\frac{7}{7}$	-27°	0°	12°	.018" x .025"	774-1804	773-1804
					.022" x .028"	774-1802	773-1802
	$\frac{7}{7}$	-27°	0°	6°	.018" x .025"	776-1804	775-1804
	$\frac{7}{7}$	-22°	0°	12°	.018" x .025"	758-8314	758-8214
	$\frac{7}{7}$	-10°	0°	0°	.018" x .025"	728-1804	727-1804
					.022" x .028"	728-1802	727-1802


Big Foot Klebepad Big Foot Pad

Ihr Bandsortiment wird reduziert!

Ihre Lagerhaltungskosten und Stuhlzeiten werden sich reduzieren. Statt 32 verschiedene Bandgrößen mit den entsprechenden Bukkalröhrchen zu lagern, benötigen Sie nur wenige Big Foot Klebepads und können jeden Ihrer Patienten behandeln.

Your band assortment is going to be reduced!

Your storage costs and chair side time will be reduced when using our new Big Foot pad. Instead of storing 32 different band sizes with adequate buccal tubes you only need a few Big Foot pads to treat each of your patients.



Das Big Foot Klebepad ist sowohl mesio-distal als auch okklusal-gingival anatomisch vorgeformt. Charakteristisch ist die Anfertigung aus besonders dünnem rostfreien Edelstahl. Dadurch passen sich die Forestadent Big Foot Klebepads sehr leicht und perfekt an die Zahnkontur der Molaren an. Die genaue Passform wiederum resultiert in einer besseren Adhäsion zum Zahn.

The Big Foot pad provides a perfect fit and assures maximum bond strength due to mesial-distal and occlusal-gingival contours of the pads which conform to the natural tooth surface. They are made of extra thin material which makes them extra light and easy to adapt.




Forestadent Big Foot Klebepads weisen die bewährte Gitternetzbasis auf. Die Abnahme der Pads erfolgt einfach und sicher durch spezielle Ausprägungen an der Seite.

Forestadent Big Foot pads feature the well-tried mesh base. Special notches on each side of the pad make removal easy and safe.



Quick-Molarenbrackets, sowie ausgewählte Bukkalröhrchen in der Roth-Technik und im McLaughlin/Bennett/Trevisi-System werden auf Big Foot Pads angeboten.

Quick Molar brackets and selected buccal tubes in the Roth- and McLaughlin/Bennett/Trevisi-System are offered on Big Foot pads.



Big Foot Klebepads sind auf die Zahnform adaptierbar.





Big Foot pads are adaptable to the tooth surface.

Bukkalröhrchen auf Big Foot Pads




Buccal tubes on Big Foot Pads

Roth System

CE 0297

OK / Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	6 6	-14	0	14	.018" x .025"	741B0704	740B0704
					.022" x .028"	741B0702	740B0702
	6 6	-14	0	14	.018" x .025"	741B0728	740B0728
					.022" x .028"	741B0726	740B0726
	76 67	-14	0	12	.018" x .025"	731B0734	730B0734
					.022" x .025"	731B0732	730B0732
	7 7	-14	0	14	.018" x .025"	741B0804	740B0804
					.022" x .028"	741B0802	740B0802





CE 0297

UK / Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	6 6	-30	0	4	.018" x .025"	741B1704	740B1704
					.022" x .028"	741B1702	740B1702
	76 67	-20	0	10	.018" x .025"	731B1734	730B1734
					.022" x .025"	731B1732	730B1732
	7 7	-30	0	4	.018" x .025"	741B1804	740B1804
					.022" x .028"	741B1802	740B1802




Bukkalröhrchen auf Big Foot Pads Buccal tubes on Big Foot Pads

McLaughlin / Bennett / Trevisi-System

CE 0297

OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	6 6	-14	0	10	.022" x .028"	728B0712	727B0712
	6 6	-14	0	10	.022" x .028"	728B0726	727B0726
	76 67	-14	0	12	.018" x .025"	731B0734	730B0734
					.022" x .025"	731B0732	730B0732
	7 7	-14	0	10	.022" x .028"	728B0802	727B0802



CE 0297



UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	6 6	-20	0	0	.022" x .028"	728B1702	727B1702
	76 67	-20	0	10	.018" x .025"	731B1734	730B1734
					.022" x .025"	731B1732	730B1732
	7 7	-10	0	0	.022" x .028"	728B1802	727B1802

Bukkalröhrchen für den 2. Molaren auf Large Pads Second molar buccal tubes on Large Pads

Roth System



CE 0297



OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
		-14	0	14	.018" x .025"	741L0804	740L0804
					.022" x .028"	741L0802	740L0802

UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
		-30	0	4	.018" x .025"	741L1804	740L1804
					.022" x .028"	741L1802	740L1802

McLaughlin / Bennett / Trevisi-System

CE 0297


OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
		-14	0	10	.022" x .028"	728L0802	727L0802

UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
		-10	0	0	.022" x .028"	728L1802	727L1802


Bukkalröhrchen für den 2. Molaren auf Large Pads
 Second molar buccal tubes on Large Pads

Hilgers System

CE 0297

OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-10	0	12	.018" x .025"	774L0804	773L0804
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-10	0	12	.022" x .028"	774L0802	773L0802


CE 0297


UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-27	0	12	.018" x .025"	774L1804	773L1804
	$\begin{array}{c} 7 \\ \\ 7 \end{array}$	-27	0	12	.022" x .028"	774L1802	773L1802

Bukkalröhrchen für den 2. Molaren auf Large Pads Second molar buccal tubes on Large Pads

Andrews System


CE 0297


OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\frac{7}{7} \frac{7}{7}$	-9	0	10	.022" x .028"	748L8322	748L8222

UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\frac{7}{7} \frac{7}{7}$	-30	0	0	.022" x .028"	748L8325	748L8225

Sonderausführung Special execution

CE 0297

OK Maxillary	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\frac{76}{76} \frac{67}{67}$	0	0	0	.018" x .025"	748L8211	748L8311
	$\frac{76}{76} \frac{67}{67}$	0	0	0	.022" x .028"	748L8221	748L8321

UK Mandibular	Zahn tooth	Torque	Angulation	distaler Offset distal offset	Slot		
						rechts / right	links / left
	$\frac{76}{76} \frac{67}{67}$	0	0	0	.018" x .025"	748L8311	748L8211
	$\frac{76}{76} \frac{67}{67}$	0	0	0	.022" x .028"	748L8321	748L8221