

Neu!
Jetzt auch erhältlich
für UK 3 bis 3!

Kraft und Ästhetik

*Unsichtbar und schnell –
eine neue Qualität der Schönheit*



Quicklear®-Brackets

2. Generation

Neu!

Die Verschlussklammer verfügt über eine matt polierte Oberfläche, reflektiert dadurch weniger und ist so noch unauffälliger

Neu!

Bracket- und Slotkanten wurden deutlicher abgerundet und sorgen so für spürbar erhöhten Tragekomfort und geringere Reibung

Neu!

Verfügbar für OK 5-5 und jetzt auch für UK 3-3

QuickKlear®-Brackets

Unsichtbar und schnell



Mit dem QuickKlear®-Bracket der 2. Generation konnte Forestadent die Keramikversion des etablierten Quick-Systems noch einmal verbessern. Dank einer neuen Oberflächenbehandlung schimmert der Metallclip nun matt anstatt zu glänzen und ist dadurch deutlich unauffälliger. Bracket- und Slotkanten wurden runder gestaltet und sorgen so für weniger Reibung und spürbar erhöhten Tragekomfort. QuickKlear®-Brackets der 2. Generation sind nun auch für den Unterkiefer erhältlich und vervollständigen so den ästhetischen Gesamteindruck.

Das QuickKlear®-Bracket ist ein selbstligierendes zahnfarbenes Keramikbracket, welches das BioQuick®-Bracketsystem als ästhetische Variante optimal ergänzt. QuickKlear® ist ein aktives Bracket. Es verfügt über die bewährte und vertraute Verschlussmechanik der Quick®-Bracketsysteme und sorgt so für kurze Stuhlzeiten. Seine herausragende Ästhetik verspricht ein natürlich erscheinendes Lächeln. Ideale Voraussetzungen für zufriedene Patienten.

Optimale Ästhetik

Mit QuickKlear® steht dem Behandler ein zwei-flügeliges Bracket zur Verfügung, das die naturgegebene Ästhetik eines jeden Patienten unterstützt. Dank der zahnfarbenen Keramik – einer Eigenentwicklung von Forestadent – werden QuickKlear®-Brackets optisch Teil des Zahns. Die kleine Verschlussklammer besteht aus einer Chrom-Cobald-Legierung, die sich im Gegensatz zu Kunststoff nicht verfärbt. Die Oberfläche des Clips der 2. Generation ist matt poliert, reflektiert so deutlich weniger und ist somit kaum noch wahrnehmbar. Bisher von 5 bis 5 im Oberkiefer erhältlich, ist

QuickKlear® nun auch von 3 bis 3 im Unterkiefer verfügbar, so dass Patienten ungehemmt ein breites Lächeln zeigen können.

Komfortabel für Patient und Arzt

Komfortabel für den Patienten sind die abgerundeten Kanten von Bracket und Slot. Diese wurden bei 2. Generation des QuickKlear®-Brackets noch runder und dadurch patientenfreundlicher und reibungsärmer gestaltet. Komfortabel für den Behandler ist die bei den Quick-Bracketsystemen bewährte Verschluss-



Abgerundete Slotkanten und vier Kontaktpunkte im Slot sorgen für eine geringe Reibung

technik: Zwei integrierte Mechanismen garantieren das einfache und leichte Öffnen der Verschlussklammer nach okklusal. Die Klammeröffnung kann vereinfacht von vestibulär oder gingival erfolgen. Vor Allem das Öffnen per Sonde von gingival wird durch einen speziellen, stark ausgeprägten Führungstrichter sowie Führungsgrillen erleichtert. Das Schließen erfolgt durch sanften Fingerdruck. Komfortabel für Behandler und Patient: Kurze Stuhlzeiten.



Stark ausgeprägter Einführtrichter zum leichten Öffnen der QuickKlear®-Brackets

Starker Halt, leicht zu entfernen

Eine für QuickKlear® entwickelte, patentierte Bracketbasis erleichtert die sichere Handhabung:

- Die von Forestadent entwickelte Hakenbasis wurde für Keramikbrackets invertiert. Mit Schrägen und diametral versetzter Lochretention verfügt diese Bracketbasis über einen rein mechanischen Halt. Damit ermöglicht das QuickKlear®-Bracket nicht nur eine exzellente Haftung am Zahn, sondern ebenso das problemlose Abnehmen am Ende der Behandlung, da keine Keramikhaken existieren, die brechen und im Kleber zurück bleiben könnten. Schmelzausrisse werden vermieden, da nach der Bracketabnahme ein Großteil des Klebers auf dem Zahn verbleibt.



Inversiv gestaltete Hakenbasis



Splitterfreie Abnahme mit dem QuickKlear®-Bracket-Entfernungswerkzeug „Pauls-Tool“

- Mesio-distale Schrägen gewährleisten eine sichere wie splitterfreie Abnahme der Brackets mithilfe des Pauls-Tool, einem speziellen Entfernungswerkzeug. Alternativ kann hierfür auch die modifizierte Bracket-Entfernungszange verwendet werden.



Kleberückstände am Zahn nach Abnahme der QuickKlear®-Brackets



Basis nach Abnahme der QuickKlear® Brackets

Perfekte Kombination von Ästhetik, Präzision und geringen Kräften

In den ästhetischen Zonen von Ober- und Unterkiefer empfehlen wir die Behandlung mit QuickKlear®-Brackets sowie die Kombination mit BioQuick®-Metallbrackets auf den UK Prämolaren. Dies erleichtert die Einführung in die Praxis und erfordert keine aufwändige Umstellung des Behandlungsablaufs. Bei Verwendung anderer Brackets in Kombination mit dem QuickKlear®-System und insbesondere bei großen Drahtquerschnitten können etwaige Ausgleichsbiegungen erforderlich sein.

Die präzise abgerundeten Slotkanten der QuickKlear®- und BioQuick®-Brackets erlauben sogar den Einsatz zahnfarbener beschichteter Bögen. Aufgrund ihrer empfindlichen Oberfläche waren diese bei Metall- und Keramiklots bisher nicht indiziert. Für ein ästhetisch perfektes Gesamtbild empfehlen wir deshalb im Oberkiefer den Einsatz und regelmäßigen Wechsel von Titanol® Cosmetic Bögen oder der neuen BioCosmetic® Bögen, mit deutlich länger haltbarer Beschichtung. Beide Varianten dürfen jedoch nicht gebogen oder angepasst



werden, da spitze Werkzeuge deren zahnfarbene Beschichtung beschädigen könnten. Für geringe Kräfte, reduzierte Reibung und perfekte Kraftübertragungen sorgen BioStarter®- bzw. BioTorque®-Bögen, die für längere Intervalle oder erforderliche Ausgleichsbiegungen empfehlenswert sind. Unabhängig davon, welcher Bogen verwendet wird, kann dieser mithilfe des neuen Quick-Bogeninstruments noch einfacher und schneller in den Bracketslot eingelegt werden. Das Spezialwerkzeug ist sowohl für Quick- als auch QuickKlear®-Brackets geeignet.



Einlegen des Bogens mithilfe des Quick-Drahtbogen-direktors

Quicklear®-Brackets

Slot .018"

Roth System

CE 0297

MAXILLARY

	–	–	–	C731-0203	C731-0103	C730-0103	C730-0203	–	–	–
	C731-0513	C731-0513	C731-0313	–	–	–	–	C730-0313	C730-0513	C730-0513
Torque	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
In/Out	0,9	0,9	0,9	1,5	1,0	1,0	1,5	0,9	0,9	0,9
Rotation	2° distal	2° distal	4° mesial					4° mesial	2° distal	2° distal
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,2	1,2
Rotation	4° distal	4° distal	2° mesial					2° mesial	4° distal	4° distal
	731-1603	731-1503	–	C730-1203	C730-1203	C730-1203	C730-1203	–	730-1503	730-1603
	731-1613	731-1513	C731-1413	–	–	–	–	C730-1413	730-1513	730-1613

MANDIBULAR

Fälle	1	3
	Order-Nr.	Order-Nr.
OK Quicklear® 5-5, 3-5 mit Haken UK Quicklear® 3-3, 3 mit Haken und BioQuick® 4-5 ohne Haken	C706-1078	C706-1079
OK Quicklear® 5-5, 3-5 mit Haken UK Quicklear® 3-3, 3 mit Haken und BioQuick® 4-5 mit Haken	C706-1080	C706-1081

Slot .022"

Roth System

CE 0297

MAXILLARY

	–	–	–	C731-0201	C731-0101	C730-0101	C730-0201	–	–	–
	C731-0511	C731-0511	C731-0311	–	–	–	–	C730-0311	C730-0511	C730-0511
Torque	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
In/Out	0,9	0,9	0,9	1,5	1,0	1,0	1,5	0,9	0,9	0,9
Rotation	2° distal	2° distal	4° mesial					4° mesial	2° distal	2° distal
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,2	1,2
Rotation	4° distal	4° distal	2° mesial					2° mesial	4° distal	4° distal
	731-1601	731-1501	–	C730-1201	C730-1201	C730-1201	C730-1201	–	730-1501	730-1601
	731-1611	731-1511	C731-1411	–	–	–	–	C730-1411	730-1511	730-1611

MANDIBULAR

Fälle	1	3
	Order-Nr.	Order-Nr.
OK Quicklear® 5-5, 3-5 mit Haken UK Quicklear® 3-3, 3 mit Haken und BioQuick® 4-5 ohne Haken	C706-1082	C706-1083
OK Quicklear® 5-5, 3-5 mit Haken UK Quicklear® 3-3, 3 mit Haken und BioQuick® 4-5 mit Haken	C706-1084	C706-1085

Slot .018"

McLaughlin/Bennett/Trevisi System

CE 0297

MAXILLARY

	-	-	-	C733-0203	C733-0103	C732-0103	C732-0203	-	-	-
	C733-0513	C733-0413	C733-0313	-	-	-	-	C732-0313	C732-0413	C732-0513
Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1,3	0,9	0,9	1,5	1,1	1,1	1,5	0,9	0,9	1,3
Rotation										
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,2	1,2
Rotation										
	733-1603	733-1503	-	C732-1203	C732-1203	C732-1203	C732-1203	-	732-1503	732-1603
	733-1613	733-1513	C733-1413	-	-	-	-	C732-1413	732-1513	732-1613

MANDIBULAR

Cases	1	3
	Order-no.	Order-no.
OK Quicklear® 5-5, 3-5 mit Haken	C706-0842	C706-0843
UK Quicklear® 3-3, 3 mit Haken und BioQuick® 4-5 ohne Haken		
OK Quicklear® 5-5, 3-5 mit Haken	C706-0847	C706-0848
UK Quicklear® 3-3, 3 mit Haken und BioQuick® 4-5 mit Haken		



Slot .022"

McLaughlin/Bennett/Trevisi System

CE 0297

MAXILLARY

	-	-	-	C733-0201	C733-0101	C732-0101	C732-0201	-	-	-
	C733-0511	C733-0411	C733-0311	-	-	-	-	C732-0311	C732-0411	C732-0511
Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1,3	0,9	0,9	1,5	1,1	1,1	1,5	0,9	0,9	1,3
Rotation										
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,2	1,2
Rotation										
	733-1601	733-1501	-	C732-1201	C732-1201	C732-1201	C732-1201	-	732-1501	732-1601
	733-1611	733-1511	C733-1411	-	-	-	-	C732-1411	732-1511	732-1611

MANDIBULAR

Cases	1	3
	Order-no.	Order-no.
OK Quicklear® 5-5, 3-5 mit Haken	C706-0857	C706-0858
UK Quicklear® 3-3, 3 mit Haken und BioQuick® 4-5 ohne Haken		
OK Quicklear® 5-5, 3-5 mit Haken	C706-0862	C706-0863
UK Quicklear® 3-3, 3 mit Haken und BioQuick® 4-5 mit Haken		



Quicklear® Starter Kits



In allen Starterkits enthalten:

- BioStarter Bögen OK.012"
- BioStarter Bögen UK.012"
- Quicklear Modell
- Quicklear & Quick Spezialsonde
- Quicklear Entfernungswerkzeug
- Drahtbogendirektor
- Klemmröhrchen
- Quicklear-Präsentationsmodell

Bei Bestellung bitte angeben:

Slot .018" Slot .022"

Haken an unteren prämolaren:

nein ja

Roth System

Quicklear® starter kit – 3 Fälle

Kit ohne brackets. Order-Nr. C707-3025

Quicklear® starter kit – 6 Fälle

Kit ohne brackets. Order-Nr. C707-6025

McLaughlin/Bennett/Trevisi System

Quicklear® starter kit – 3 Fälle

Kit ohne brackets. Order-Nr. C707-3026

Quicklear® starter kit – 6 Fälle

Kit ohne brackets. Order-Nr. C707-6026

Zubehör

C501-1842 €		1	Quicklear®-Komfortsonde – doppelseitig
501-0861 €		1	Drahtbogen-Direktor
C501-0815 €		1	Quicklear® Bracket-Entfernungswerkzeug „Pauls-Tool“ – doppelseitig
C501-0828 €		1	Quicklear® Bracket-Entfernungszange mit Kerbe
C501-0826 €		6	Adhäsiv-Entfernungsräse
C950-0003		1	Typodont Quicklear® & BioQuick®-Brackets Roth-System